

## Rapid Test for determination of protein residues

### Contents:

- 1 Aluminium container with 60 test strips
- 1 Bottle INDIPRO-1
- 1 Bottle INDIPRO-2

INDIPRO is a rapid test for determination of protein residues on working surfaces and tools having contact with foodstuffs.

### Safety precautions:

Reagent INDIPRO-1 contains ethanol 35–55%, Reagent INDIPRO-2 contains ethanol 20–35% CAS 64-17-5. **WARNING.** Flammable liquid and vapor. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. – No smoking. Keep container tightly closed. Store in a well-ventilated place. Keep cool. With reduced labelling acc. CLP Annex I chapter 1.5.2.1. For further information, please ask for safety data sheet (*see [www.mn-net.com/MSDS](http://www.mn-net.com/MSDS)*).

### General indications:

Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after removing a strip. Do not touch the test field.

### Instructions for use:

1. Add 1 drop of reagent INDIPRO-1 on the test field of the test strip.
2. Draw test strip with the moistened test field approximately 10 cm under low pressure over the surface to be tested.
3. Add 1 drop of reagent INDIPRO-2 on the test field. A colour change from yellow to green indicates the presence of protein residues. The surface has to be cleaned.

### Limit of sensitivity:

50 µg BSA (bovine serum albumin) gives a clear green colouration

### Interference:

Residues of desinfectants can cause also a green colouration of the test field.










### Disposal:

Dispose of used strips at an authorised hazardous waste collection point.

### Storage:

Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage temperature not above +30 °C).

If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packaging.

 Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	 Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
 Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!	 Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
 Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Límites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury	 Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantiene asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
 Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia	 Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
 Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>	